





酸性ユリメジャー・T



NO MORE
6N塩酸



①酸性ユリメジャー・Tを入れる

②蓄尿を開始する

③よくかき混ぜる

④検体を提出する


特長

- 6N塩酸の代替品です。
- 毒物・劇物に該当しません。
- 酸性蓄尿項目の安定化に適しています。


商品コード	商品名	内容	容量	貯蔵方法	有効期間
78233	酸性ユリメジャー・T	安定化剤 防腐剤	10セット	2~30℃	1年

◆◆測定可能項目の相関性◆◆


◆アドレナリン◆




◆ノルアドレナリン◆




◆ドーパミン◆




◆メタネフリン◆




◆ノルメタネフリン◆




◆バニルルマンデル酸◆



◆ホモバニリン酸◆



◆5-ヒドロキシインドール酢酸◆



データ提供: 株式会社エスアールエル

* 検査を外注される場合は、検査センター様の指示に従ってご使用下さい。



関東化学株式会社

試薬事業本部 ライフサイエンス部
 本社 〒103-0022 東京都中央区日本橋室町2-2-1
 Tel 03-6214-1091
 大阪 〒541-0048 大阪市中央区瓦町2-5-1
 Tel 06-6222-3709
 福岡 〒812-0007 福岡市博多区東比恵2-22-3
 Tel 029-414-9361