

自動染色装置

POLY STAINER



## 時間にとらわれる染色作業から開放されるアイテム

**用途** グラム染色や血液染色などの染色用装置

### 特長


1. 染色・水洗/乾燥の時間設定やスライドガラスの上下動時間を設定できます。
2. 一度にスライドガラスが20枚セットできます。
3. 最大10通までのプログラムが登録できます。
4. プログラム設定や操作が簡単にできます。
5. コンパクト（幅70cm 奥行45cm 高さ40cm）な卓上タイプです。

本製品は、細菌検査におけるグラム染色や血液像検査におけるメイ・グリュンワルド・ギムザ二重染色などを行うことができる自動染色装置です。


それぞれの染色方法や染色液に合わせ、浸漬時間・上下動時間など多様な設定を行うことができます。また、そのようなプログラムを最大10通登録することができます。

## プログラミングの特徴

① 染色のステップが10ステップまで設定可能です。




② 染色時の動作が設定可能です(秒単位)。



## 製品情報

製品番号	製品名	包装	備考
73080	POLY STAINER(ポリステイナー)	1式	染色槽・バスケット付
73081	ポリステイナー用染色槽	セット	買替え用アクセサリ
73082	ポリステイナー用バスケット	セット	買替え用アクセサリ

《販売元》

 **関東化学株式会社**

試薬事業本部

〒103-0022 東京都中央区日本橋室町2-2-1 (03) 6214-1090

〒541-0048 大阪市中央区瓦町2-5-1 (06) 6222-3709

〒812-0007 福岡市博多区東比恵2-22-3 (092) 414-9361

《<http://www.kanto.co.jp> e-mail:diag-info@gms.kanto.co.jp》