

製品規格表 塩化アンモニウム, 99.9995%

試験項目	単位	規格値
純度(滴定法)	%	99.5 以上
純度(差数法)	%	99.9995 以上
水溶状	—	試験適合
pH(50g/L、25°C)	—	4.5~5.5
硝酸塩	—	試験適合
りん酸塩(PO <sub>4</sub> )	ppm	2 以下
硫酸塩(SO <sub>4</sub> )	%	0.001 以下
リチウム(Li)	ppm	0.05 以下
ナトリウム(Na)	ppm	0.1 以下
カリウム(K)	ppm	0.1 以下
ルビジウム(Rb)	ppm	0.01 以下
セシウム(Cs)	ppm	0.01 以下
銅(Cu)	ppm	0.01 以下
銀(Ag)	ppm	0.01 以下
マグネシウム(Mg)	ppm	0.01 以下
カルシウム(Ca)	ppm	0.01 以下
ストロンチウム(Sr)	ppm	0.01 以下
バリウム(Ba)	ppm	0.01 以下
亜鉛(Zn)	ppm	0.05 以下
カドミウム(Cd)	ppm	0.01 以下
水銀(Hg)	ppm	0.01 以下
ほう素(B)	ppm	0.05 以下
アルミニウム(Al)	ppm	0.05 以下
ガリウム(Ga)	ppm	0.01 以下
インジウム(In)	ppm	0.01 以下
チタン(Ti)	ppm	0.05 以下
ジルコニウム(Zr)	ppm	0.01 以下
ゲルマニウム(Ge)	ppm	0.05 以下
すず(Sn)	ppm	0.01 以下
鉛(Pb)	ppm	0.01 以下
ヒ素(As)	ppm	0.05 以下
アンチモン(Sb)	ppm	0.01 以下
ビスマス(Bi)	ppm	0.01 以下
クロム(Cr)	ppm	0.01 以下
モリブデン(Mo)	ppm	0.01 以下
マンガン(Mn)	ppm	0.01 以下
鉄(Fe)	ppm	0.05 以下
コバルト(Co)	ppm	0.01 以下
ロジウム(Rh)	ppm	0.01 以下
ニッケル(Ni)	ppm	0.01 以下