

製品規格表 硝酸アンモニウム, 99.9995%

項目	単位	規格値
純度(滴定法)	%	99.0 以上
純度(差数法)	%	99.9995 以上
水溶状	—	試験適合
pH(50g/L、25°C)	—	4.5~6.0
塩化物(Cl)	ppm	3 以下
亜硝酸塩(NO ₂)	ppm	2 以下
りん酸塩(PO ₄)	ppm	2 以下
硫酸塩(SO ₄)	%	0.002 以下
リチウム(Li)	ppm	0.01 以下
ナトリウム(Na)	ppm	0.05 以下
カリウム(K)	ppm	0.1 以下
ルビジウム(Rb)	ppm	0.01 以下
セシウム(Cs)	ppm	0.01 以下
銅(Cu)	ppm	0.01 以下
銀(Ag)	ppm	0.01 以下
マグネシウム(Mg)	ppm	0.01 以下
カルシウム(Ca)	ppm	0.05 以下
ストロンチウム(Sr)	ppm	0.01 以下
バリウム(Ba)	ppm	0.01 以下
亜鉛(Zn)	ppm	0.01 以下
カドミウム(Cd)	ppm	0.02 以下
水銀(Hg)	ppm	0.02 以下
ほう素(B)	ppm	0.05 以下
アルミニウム(Al)	ppm	0.05 以下
ガリウム(Ga)	ppm	0.01 以下
インジウム(In)	ppm	0.01 以下
チタン(Ti)	ppm	0.05 以下
ジルコニウム(Zr)	ppm	0.01 以下
ゲルマニウム(Ge)	ppm	0.01 以下
すず(Sn)	ppm	0.01 以下
鉛(Pb)	ppm	0.01 以下
バナジウム(V)	ppm	0.02 以下
ひ素(As)	ppm	0.01 以下
アンチモン(Sb)	ppm	0.01 以下
ビスマス(Bi)	ppm	0.01 以下
クロム(Cr)	ppm	0.05 以下
モリブデン(Mo)	ppm	0.01 以下
マンガン(Mn)	ppm	0.01 以下
鉄(Fe)	ppm	0.05 以下
コバルト(Co)	ppm	0.01 以下
ロジウム(Rh)	ppm	0.01 以下
ニッケル(Ni)	ppm	0.01 以下