

製品規格表 酢酸ナトリウム, 99.995%

試験項目	単位	規格値
純度(滴定法)	%	98.5 以上
純度(差数法)	%	99.995 以上
水溶状	—	試験適合
pH(50g/L、25°C)	—	7.5~9.0
塩化物(Cl)	%	0.005 以下
りん酸塩(PO ₄)	%	0.001 以下
硫酸塩(SO ₄)	%	0.003 以下
過マンガン酸還元性物質(Oとして)	%	0.002 以下
リチウム(Li)	ppm	0.5 以下
カリウム(K)	ppm	0.5 以下
ルビジウム(Rb)	ppm	0.01 以下
セシウム(Cs)	ppm	0.01 以下
銅(Cu)	ppm	0.5 以下
銀(Ag)	ppm	0.01 以下
マグネシウム(Mg)	ppm	0.05 以下
カルシウム(Ca)	ppm	0.5 以下
ストロンチウム(Sr)	ppm	0.01 以下
バリウム(Ba)	ppm	0.05 以下
亜鉛(Zn)	ppm	0.1 以下
カドミウム(Cd)	ppm	0.05 以下
水銀(Hg)	ppm	0.05 以下
アルミニウム(Al)	ppm	0.5 以下
ガリウム(Ga)	ppm	0.01 以下
インジウム(In)	ppm	0.01 以下
ジルコニウム(Zr)	ppm	0.01 以下
ゲルマニウム(Ge)	ppm	0.01 以下
すず(Sn)	ppm	0.01 以下
鉛(Pb)	ppm	0.05 以下
バナジウム(V)	ppm	0.05 以下
ヒ素(As)	ppm	0.5 以下
アンチモン(Sb)	ppm	0.5 以下
ビスマス(Bi)	ppm	0.01 以下
クロム(Cr)	ppm	0.5 以下
モリブデン(Mo)	ppm	0.2 以下
マンガン(Mn)	ppm	0.05 以下
鉄(Fe)	ppm	0.5 以下
コバルト(Co)	ppm	0.05 以下
ロジウム(Rh)	ppm	0.05 以下
ニッケル(Ni)	ppm	0.5 以下