

製品規格表 硝酸ナトリウム, 99.995%

試験項目	単位	規格値
純度(滴定法)	%	99.0 以上
純度(差数法)	%	99.995 以上
水溶状	—	試験適合
pH(50g/L、25°C)	—	5.0~8.0
塩化物(Cl)	%	0.001 以下
よう素酸塩及び亜硝酸塩	—	試験適合
りん酸塩(PO ₄)	ppm	5 以下
硫酸塩(SO ₄)	%	0.003 以下
アンモニウム(NH ₄)	%	0.001 以下
リチウム(Li)	ppm	0.05 以下
カリウム(K)	ppm	0.5 以下
ルビジウム(Rb)	ppm	0.05 以下
セシウム(Cs)	ppm	0.01 以下
銅(Cu)	ppm	0.5 以下
銀(Ag)	ppm	0.01 以下
マグネシウム(Mg)	ppm	0.05 以下
カルシウム(Ca)	ppm	0.2 以下
ストロンチウム(Sr)	ppm	0.01 以下
バリウム(Ba)	ppm	0.05 以下
亜鉛(Zn)	ppm	0.5 以下
カドミウム(Cd)	ppm	0.02 以下
水銀(Hg)	ppm	0.05 以下
ほう素(B)	ppm	0.5 以下
アルミニウム(Al)	ppm	0.2 以下
ガリウム(Ga)	ppm	0.01 以下
インジウム(In)	ppm	0.01 以下
チタン(Ti)	ppm	0.2 以下
ジルコニウム(Zr)	ppm	0.02 以下
ゲルマニウム(Ge)	ppm	0.01 以下
すず(Sn)	ppm	0.02 以下
鉛(Pb)	ppm	0.01 以下
バナジウム(V)	ppm	0.05 以下
ヒ素(As)	ppm	0.5 以下
アンチモン(Sb)	ppm	0.01 以下
ビスマス(Bi)	ppm	0.01 以下
クロム(Cr)	ppm	0.05 以下
モリブデン(Mo)	ppm	0.05 以下
マンガン(Mn)	ppm	0.05 以下
鉄(Fe)	ppm	1 以下
コバルト(Co)	ppm	0.01 以下
ロジウム(Rh)	ppm	0.01 以下
ニッケル(Ni)	ppm	0.5 以下