

製品規格表 塩化ナトリウム, 99.995%

試験項目	単位	規格値
純度(滴定法)	%	99.5 以上
純度(差数法)	%	99.995 以上
水溶状	—	試験適合
pH(50g/L、25°C)	—	5.0~8.0
臭化物	—	試験適合
よう化物	—	試験適合
ヘキサシアノ鉄(Ⅱ)酸塩[Fe(CN) ₆]	ppm	1 以下
りん酸塩(PO ₄)	ppm	5 以下
硫酸塩(SO ₄)	%	0.002 以下
窒素化合物(Nとして)	%	0.001 以下
リチウム(Li)	ppm	0.05 以下
カリウム(K)	ppm	0.5 以下
ルビジウム(Rb)	ppm	0.01 以下
セシウム(Cs)	ppm	0.01 以下
銅(Cu)	ppm	0.5 以下
銀(Ag)	ppm	0.01 以下
マグネシウム(Mg)	ppm	0.05 以下
カルシウム(Ca)	ppm	1 以下
ストロンチウム(Sr)	ppm	0.01 以下
バリウム(Ba)	ppm	0.1 以下
亜鉛(Zn)	ppm	0.5 以下
カドミウム(Cd)	ppm	0.01 以下
水銀(Hg)	ppm	0.05 以下
アルミニウム(Al)	ppm	0.5 以下
ガリウム(Ga)	ppm	0.01 以下
インジウム(In)	ppm	0.01 以下
チタン(Ti)	ppm	0.5 以下
ジルコニウム(Zr)	ppm	0.01 以下
ゲルマニウム(Ge)	ppm	0.01 以下
すず(Sn)	ppm	0.05 以下
鉛(Pb)	ppm	0.05 以下
バナジウム(V)	ppm	0.5 以下
ヒ素(As)	ppm	0.5 以下
アンチモン(Sb)	ppm	0.5 以下
ビスマス(Bi)	ppm	0.01 以下
クロム(Cr)	ppm	1 以下
モリブデン(Mo)	ppm	0.01 以下
マンガン(Mn)	ppm	0.05 以下
鉄(Fe)	ppm	0.5 以下
コバルト(Co)	ppm	0.05 以下
ロジウム(Rh)	ppm	0.01 以下
ニッケル(Ni)	ppm	0.5 以下